


パルス エマジン P E-2 ご使用上の注意

パルス エマジン P E-2 は、**血中酸素飽和度**と**脈拍数**を表示します。

SpO₂ % . . . **血中酸素飽和度**

PR BPM . . . **脈拍数**



・医療関係者に見やすくするため、電源スイッチを押すと表示画面が逆向きになります。

- ・**血中酸素飽和度**は、常に **SpO₂ %** 印字側に表示されます。
- ・**脈 拍 数**は、常に **PR BPM** 印字側に表示されます。

ブルークロス株式会社

H8 20210618