

・・・吸引時の感染対策・・・

●エマジン小型吸引器

EP-1200S●

※当社の吸引器（1200シリーズ）に対応



●廃液吸引バッグ適用機種●



商品CD	1310270
品番	EP-1200S
最大吸引圧	-80kPa
排気流量	24L/min[50Hz] 28L/min[60Hz]
寸法	W460×D156×H270(mm)
重量	4.8kg
標準価格	¥48,000-（税別）

● 廃液吸引バッグ

『BC Bag』



● 使用方法 ●

①入れる・・・

・添付のスプーン4杯（20g）投入



②固める・・・

・30秒以内で凝固



③捨てる・・・

・チャックを締めて廃棄



廃液凝固剤
600g



廃液吸引バッグ
30枚入



●廃棄コスト 1回/¥180-●

商品CD	1320660	1320670
品番	BC-Bag	BC-Gell
品名	廃液吸引バッグ 30枚入	廃液凝固剤 600g入
標準価格	¥2,400-（税別）	¥3,000-（税別）

BLUE CROSS EMERGENCY®