

# エマジン小型吸引器 おもいやり 3WAY-750 (AC電源メインスイッチ仕様) をご使用のお客様へ

■エマジン小型吸引器を安全にご使用いただくため下記の事項をお守りください。

- ・ご使用後はAC電源メインスイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・充電の際は、操作パネルの電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントに接続し、AC電源メインスイッチをONにしてください。  
充電完了後は、AC電源メインスイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

